Autor: Esperanza Paniagua Martínez

Enfermera de ORL
del C. E. Pilarica –
Hospital Clínico
Universitario

de Valladolid

«Procedimiento de enfermería»: Seguridad del niño portador de audífono

Introducción: El audífono pediátrico es un dispositivo electrónico que amplifica y modifica el sonido para permitir que la audibilidad e inteligibilidad sean óptimas. Debe ser adaptado por un audioprotesista experto. Es en el gabinete donde enseñan a padres y niño el manejo de este aparato; pero es fundamental que todos los que trabajemos con este niño conozcamos las

características de su prótesis auditiva y sepamos vigilar y aplicar solución a los problemas que puedan presentarse.

Como enfermera del área de audiología de un Servicio de ORL muestro los consejos básicos del buen uso de un audífono, como proceso que pretende mantener las mejores condiciones de este equipamiento y buscar la implicación y colaboración de todas las personas que están al cuidado del niño sordo. Nuestro objetivo pretende lograr que la prótesis auditiva este siempre en las mejores condiciones, porque es primordial para el desarrollo cognitivo y lingüístico, especialmente en las primeras etapas de su vida.



Coloca 1° el molde y luego pasa el audífono detrás de mi oreja



Protégeme de golpes, de animales y desconéctame si no me usas. Comprueba mi pila y cámbiamela cuando lo necesite Utiliza el estetoclip* para comprobar que funciono

Limpia el cuerpo con gamuza y spray **NO** agua, alcohol ni detergente



*Stetoclip: auricular para receptores del audífono



Protégeme del agua, del calor y del polvo Sécame con la pera y usa del deshumidificador Limpia el molde a diario con agua y jabón, o con las pastillas especiales

Quítame frotando detrás de la oreja y retirando el molde I°

Resultados:

_ Los correctos cuidados permitirán que el audífono se pueda llevar continuamente, favoreciendo la accesibilidad permanente al sonido.

_ Con el conocimiento de este proceso, disminuirá el estrés que genera en padres y cuidadores el manejo de este aparato, muchas veces desconocido.

Conseguiremos que se alargue la vida media de la prótesis y por tanto, reduciremos el coste.

Bibliografía: <u>www.auditio.com</u> <u>www.orl.gaes.es</u> <u>www.widex.es</u>


IN CONGRE

DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

Gracias

Con mi agradecimiento a los colaboradores:
José Ignacio Benito Orejas: LE ORL HCV
Esther Juárez Ordáx: Enfermera ORL HCV
María Pilar Alfonso Alvarez: T A C HCV
Gloria de Abia Ríos: T A C HRH

Marivi Hernando y Diana Aragón: Audioprotesistas



Con este proceso queremos hacer partícipes a todos los que se encargan de cuidar a niños con prótesis auditiva en el conocimiento del mantenimiento de este equipo, para incrementar la seguridad, disminuir el estrés y poder obtener un mayor rendimiento en su función, que facilite las mejores condiciones para un acceso completo al lenguaje oral.

