

# LA SEGURIDAD ESTÁ EN TU MANO

## INTRODUCCIÓN:

La necesidad de establecer un procedimiento seguro para la correcta identificación de los pacientes nos lleva a la utilización de una pulsera identificativa que nos permita en todo momento conocer su filiación, alergias, intolerancias, etc.

## OBJETIVOS:

- \* Atender a la persona correcta, en el momento correcto y con la práctica adecuada correcta.
- \* Evitar efectos adversos.
- \* Incrementar la seguridad del paciente.
- \* Ahorro de recursos.

## MATERIAL:

Existirán tres modelos de pulsera identificativa: adulto, pediátrico y materno-infantil.

A los pacientes alérgicos o intolerantes se les adjudicará la pulsera de color rojo y el resto la llevará de color blanco.

Los datos definidos como inequívocos y que se imprimen en las pulseras identificativas serán los siguientes:

- \* Nombre y apellidos del paciente
- \* Fecha de nacimiento día/mes/año, con los siguientes dígitos 00/00/0000
- \* Número Único de Historia de Salud.



## TÉCNICA:

Al ingreso, al paciente se le colocará la pulsera identificativa que le corresponda. El lugar de elección (siempre que sea posible) será la muñeca no dominante y deberá permanecer con la misma hasta el momento de alta.

## OBSERVACIONES:

El paciente será convenientemente informado del uso y finalidad de esta medida de seguridad, solicitando su participación activa.

En caso de deterioro o pérdida el profesional de Enfermería solicitará una nueva pulsera identificativa.

## BIBLIOGRAFÍA:

- Estrategia para la Seguridad del Paciente 2011-2014 del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
- OMS Seguridad del Paciente. Soluciones para la Seguridad del Paciente.

## AUTORAS:

Alicia Ardoy Álvarez  
Carmen Velasco Gutiérrez

